


## Gestión sencilla de datos

### Software para balanzas EasyDirect™



#### Recopilación automática de datos

Recopile datos de pesaje de hasta 10 balanzas a través de Ethernet, USB-C o RS232. Minimice los errores de transcripción manuales, ahorre tiempo y almacene datos de forma segura.



#### Manipulación de resultados eficiente

Revise los resultados de forma sencilla y filtre por fecha, instrumento, usuario o muestra. Visualice resultados en gráficas para evaluar los rangos de tolerancia y objetivos, y realice estadísticas y obtenga análisis de producción y tendencias.



#### Exportación y generación sencilla de informes

Genere informes claros y sencillos de resultados de pesaje. Exporte datos al PC en diversos formatos (XML, CSV, XLSX o PDF) o imprima en una impresora en red.



#### Descripción general y sencilla del instrumento

Al proporcionar información del estado del servicio, comprobaciones y ajustes, el software para balanzas EasyDirect ofrece una descripción general sencilla sobre el funcionamiento de todos sus instrumentos conectados.



#### Manejo de datos de pesaje simplificado

Conecte sus balanzas al software para PC EasyDirect, y mejore la gestión y el manejo de sus datos. La instalación y la configuración son sencillas y rápidas, y el funcionamiento es intuitivo.

La gestión de datos simplificada le ayudará a mejorar la eficiencia de sus tareas de pesaje. Con el software para balanzas EasyDirect, recopilará datos de pesaje automáticamente, lo que facilitará la creación de informes, la visualización de resultados en gráficas de control, la realización de estadísticas y el acceso a una descripción general clara del estado de sus balanzas.

Descargue nuestra prueba de 45 días de forma gratuita en:

► [www.mt.com/EasyDirectBalance](http://www.mt.com/EasyDirectBalance)

## Descripción técnica

<b>Instrumentos compatibles</b>	<b>MS-TS, ML-T<sup>1)</sup></b>	<b>MX, MR, MA, LA, MS, ML, ME-T, ME, PL-E, JP, JS, JE, JET, JL-GE, XP, XPE, XS, XSE</b>
<b>Conectividad</b>	Ethernet y RS232	RS232, USB-C
<b>Recogida de datos</b>		
<b>Información de la balanza</b>		
Información de balanzas básicas	•	•
Estado del servicio y comprobación, ajuste y nivelación	•	
Uso de la balanza	•	
<b>Datos de pesaje</b>		
Aplicaciones compatibles	Pesaje, recuentos, pesaje porcentual y pesaje de factores	•
	Control de peso, pesaje dinámico, totalización, pesada diferencial, pesaje diferencial y densidad	•
Peso, unidad, fecha/hora, e ID de muestra y tarea	•	•
Objetivo y tolerancias	•	
Nombre de usuario	•	
Parámetros y resultados específicos de la aplicación	•	
<b>Número máximo de instrumentos</b>	Hasta 10 balanzas	
<b>Formato de informes</b>	XML, CSV, XLSX y PDF	
<b>Base de datos</b>	Microsoft SQL Server 2012, Express Edition	
<b>Requisitos informáticos</b>	SO: Windows 10 y 11	
<b>Protección</b>	Protección mediante contraseña de ajustes y resultados	
<b>Idiomas</b>	Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, polaco, checo, húngaro, neerlandés, portugués, turco, chino, japonés y coreano	
<b>Números de material</b>	30539323 Software para balanzas EasyDirect (licencia para hasta 3 instrumentos) 30540473 Software para balanzas EasyDirect (licencia para hasta 10 instrumentos)	

<sup>1)</sup> Funcionalidad completa solo a través de Ethernet



**METTLER TOLEDO Group**  
Laboratory Weighing  
Información de contacto local: [www.mt.com/contacts](http://www.mt.com/contacts)

[www.mt.com/EasyDirectBalance](http://www.mt.com/EasyDirectBalance)

Para más información

Sujeto a modificaciones técnicas.  
© 03/2024 METTLER TOLEDO. Todos los derechos reservados.  
30553638B  
Group MarCom RITM1159092 MB/NM